

保険適用

# 3Dプリンターで「義歯製作」



3Dプリンター造形用インク

## ディーマ プリント デンチャー



デンチャー  
造形動画



デンチャー  
ティース  
動画

Giving a hand to oral health.



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

# dima Print Denture

## ディーマ プリント デンチャー インク シリーズ

PC上で製作したデジタルデンチャーを歯科用プリンター「カーラ プリント シリーズ」で造形し義歯を製作することが可能になりました。

保険適用

### ディーマ プリント デンチャー ベース



義歯床部分を製作するための造形用インクです。

保険適用

### ディーマ プリント デンチャー ティース

義歯の人工歯部分を製作するための造形用インクです。

また、プロビジョナルレストレーション用として使用することも可能です。



【動画】  
ご確認ください



「ディーマ プリント デンチャー ベース」と  
「ディーマ プリント デンチャー ティース」を  
接着し義歯を製作することが可能

### ディーマ デンチャー ベース トライ・イン

試適用義歯を製作するための造形用インクです。

※『トライ・イン』インクは保険適用外の材料であるため、材料費としての算定は行えません。  
算定対象となるのは、試適に該当する歯科医師の手技に対する点数（仮床試適料）です。



単色で造形された  
試適用義歯

#### 構成品・物性データ(各1,000g)

	製品コード	製品名	曲げ強さ (MPa)	曲げ弾性率 (MPa)
(保険適用)	66081672	ディーマ プリント デンチャー ベース オリジナル ピンク	65 以上	2,000 以上
(保険適用)	66081674	ディーマ プリント デンチャー ティース A1	80 以上	n / a
(保険適用)	66081675	ディーマ プリント デンチャー ティース A2		
(保険適用)	66081676	ディーマ プリント デンチャー ティース A3		
	66081666	ディーマ デンチャー ベーストライ・イン ホワイト	n / a	n / a
	66094187	ディーマ プリント デンチャー ベース シェードガイド		

販売名 ディーマ プリント デンチャー ベース  
一般名称 義歯床用アクリル系レジン  
分類 管理医療機器  
認証番号 302AIBZX00002000

販売名 ディーマ プリント デンチャー ティース  
一般名称 歯冠用硬質レジン  
分類 管理医療機器  
認証番号 302AIBZX00003000

販売名 ディーマ デンチャー ベース トライ・イン  
一般名称 歯科適合試験用材料  
分類 一般医療機器  
届出番号 27B1X00060000090

販売名 カーラ プリント4.0  
一般名称 歯科技工室設置型コンピュータ  
支援設計・製造ユニット  
分類 一般医療機器  
届出番号 27B1X00060900021

■ お問い合わせとご用命は…

■ 製造販売元

クルツァー ジャパン 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 4-8-13

TEL.03-5803-2151



www.kulzer.co.jp